

ニトリルグローブCF

ホワイト



特長

- ラテックスフリー・パウダーフリーのニトリルグローブです。
- 伸縮性に優れ、快適にフィットします。
- 耐薬品性に優れています。

用途

- 血液、体液、分泌物、排泄物、汚染物品に触れる時に
- 粘膜炎や創部の処置時に
- 薬剤調製時に

<仕様>

引張強さ	[老化前] 14MPa以上	[老化後] 14MPa以上
切断伸び	[老化前] 500%以上	[老化後] 400%以上
掌幅	SS 70 / S 80 / M 95 / L 110 (±10) mm	
全長	230mm以上	

- ASTM D6319 ニトリル検査用手袋の一般的な規格
- ASTM D6978 抗がん剤浸透試験実施済
- ASTM F1671 血液由来病原体透過性試験実施済
- 指先滑り止め加工

※ ASTM規格とは、世界最大規模の国際標準化規格制定機関である ASTM Internationalが策定・発行する規格です。

品番	品名・規格	参考価格	ケース入数	JANコード
004-42259	ニトリルグローブCF ホワイト パウダーフリー SS 200枚	オープン	10箱	4971089422594
004-42260	ニトリルグローブCF ホワイト パウダーフリー S 200枚	オープン	10箱	4971089422600
004-42261	ニトリルグローブCF ホワイト パウダーフリー M 200枚	オープン	10箱	4971089422617
004-42262	ニトリルグローブCF ホワイト パウダーフリー L 200枚	オープン	10箱	4971089422624

ニトリルグローブCS

サイズ：SS/S/M/L
 入数：200枚/箱
 ロット：10箱(アソート可)

※実際の商品は、画像と多少異なる場合がございますのでご了承ください。



感動と感謝を結ぶ50年。

株式会社 **キタジマ**

株式会社キタジマは持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています。



<https://www.kitajima-co.com/>

2024.06

本社：0776-54-0218 関東：0776-54-0218
 札幌：011-814-0050 岡山：086-420-1002
 仙台：022-746-8187 福岡：092-504-5525